

## Spitzen 10 ml Typ Universal

steril



labcon

1 Rack à 36 Stück

Artikel-Nr.: LC1685 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1029-745-000-9

**24,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Farbe:</b>                 | farblos           |
| <b>Filter:</b>                | nein              |
| <b>Länge:</b>                 | normal            |
| <b>Low Binding:</b>           | nein              |
| <b>Maximalvolumen:</b>        | 10000 µl          |
| <b>Pipettenspitzen Linie:</b> | Labcon            |
| <b>Sterilität:</b>            | steril            |
| <b>Verpackung:</b>            | 1 Rack à 36 Stück |