

Spitzen 10 ml Typ Universal



labcon

1 Beutel à 250 Stück

Artikel-Nr.: LC1681 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1029-860-000-9

29,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 250 Stück