

## Spitzen 200 µl BevelPoint, gelb



1 Beutel à 30.000 Stück

Artikel-Nr.: LC1360 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1030-900-000-9

**185,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Beutel à 30.000 Stück

#### Generelle Vorteile der Labcon Pipettenspitzen:

- Einzigartige platz- und abfallsparende Refillsysteme (>90 % weniger Verpackung und Abfall)
- Hergestellt aus 100 % "medical grade" Kunststoffen ohne Recyclate oder Kunststoffmassenware
- Metallrückstands-frei, keine extrahierbaren Rückstände
- Verwendung von autoklavierbaren, robusten Scharnier-Racks mit Schnappverschluss
- Seit 2011 Fertigung durch einen hohen Anteil an Solarenergie (> 30 %) zur Schonung von fossilen Energiequellen
- Einsatz von energiesparenden, neuen Maschinen (Automated Processing) – Earth Friendly
- Test auf Passform und Pipettierverhalten mit echten Pipetten unter realistischen Bedingungen (keine Konen Dummy)
- Spitzen sind frei von nachweisbarem ATP, RNase / DNase (Nuklease), Endotoxin und Pyrogen
- Lotnummern geführte Zertifikate für alle Testergebnisse im Labcon Download Bereich

#### Eclipse® BevelPoint Pipettenspitzen 200 µl - Universalspitze für alle gängigen 200 µl Modelle

Die abgeschrägten Enden halten weniger Flüssigkeit zurück und sind eine gute Wahl, wenn Sie viele verschiedene Verfahren durchführen.

Diese Spitzen sind mit breiten Dichtungsbereichen sogar für ältere Pipettenschäfte passend und in vielfältigen Verpackungsoptionen in gelbem oder klarem Polypropylen erhältlich.

Spitzen und Racks sind autoklavierbar (122 °C).