

Spitzen 200 µl Standard, gelb

steril



labcon

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1395 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1031-965-008-9

75,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	gelb
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück