

Gel Loading Spitzen 200 µl, 30 mm Kapillare

steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1425 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1034-965-008-9

149,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	kurz
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Gelloader, Kapillarspitze
Sterilität:	steril
Verpackung:	6 Racks à 96 Stück