

Spitzen 10 µl UltraFine, extra lang

steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1335 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1037-965-008-9

63,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück