

Spitzen 10 µl UltraFine

steril



12 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1305 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1038-965-038-9

61,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	12 Racks à 96 Stück