

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop UltraFine

steril



5 Refills à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1597 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1045-265-000-9

22,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Refills à 96 Stück