

Spitzen 1000 µl UltraFine, graduiert



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC1471 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1046-800-000-9

28,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück