

## Spitzen 1000 µl UltraFine, graduiert

steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1475 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1046-965-008-9

**51,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	6 Racks à 96 Stück