

Filterspitzen 100 µl BevelPoint

steril, einzeln verpackt
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701061



labcon

1 Beutel à 200 Stück

Artikel-Nr.: LC2589 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1054-165-000-9

89,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	100 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	1 Beutel à 200 Stück

Filterspitze passend für:

- Brand Electronic 8/12 Kanal 5-100 µl
- Brand Transferpette S 10-100 µl, 8/12 Kanal 10-100 µl
- Eppendorf Reference 2 10-100 µl
- Eppendorf Research & Research plus 10-100 µl
- Eppendorf Research Pro 5-100 µl, 8/12 Kanal 5-100 µl
- Eppendorf Xplorer (plus) 10-100 µl
- Gilson Concept 5-100 µl, 8/12 Kanal 10-100 µl
- Gilson Neo 20-100 µl
- Gilson Pipetman Classic G, L 20-100 µl
- Gilson Pipetman Ultra 20-100 µl
- Nichiryo 100 µl
- Rainin Classic 10-100 µl

- Rainin Pipet Lite SL 10-100 µl
- Sartorius Proline plus, Tacta 10-100 µl
- Socorex Acura 825, Manual XS 10-100 µl
- Socorex Calibra 822 10-100 µl
- Socorex Calibra 825 8/12 Kanal 10-100 µl
- Thermo Digital, F1, F2 10-100 µl, 8/12 Kanal 10-100 µl
- Thermo Focus 10-100 µl