

## Filterspitzen 1000 µl UltraFine

steril, Länge 88,9 mm  
Nachfolgeartikel für 701081(X)



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2695 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1057-965-018-9

**55,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	6 Racks à 96 Stück

#### Filterspitze passend für:

- Brand Transferpette S, Electronic 100-1000 µl
- Eppendorf Xplorer (plus) 100-1000 µl
- Gilson Neo 100-1000 µl
- Gilson Pipetman Classic G, L 200-1000 µl
- Gilson Pipetman M 100-1000 µl
- Gilson Pipetman Ultra 200-1000 µl
- Nichiryo LE, EXII, Premium, AIR
- Sartorius eLINE/Picus, 1 ml
- Sartorius mLine 100-1000 µl
- Sartorius Proline plus, Tacta 100-1000 µl
- Socorex Acura 825, Manual XS 100-1000 µl
- Socorex Calibra 822 100-1000 µl

- Thermo Finnpipette Digital, F1, F2 100-1000 µl, 200-1000 µl
- Thermo Finnpipette Focus, 100-1000 µl
- Thermo Finnpipette Novus, 100-1000 µl
- Eppendorf Reference & Research, 100-1000 µl