

## Filterspitzen 200 µl BevelPoint

steril  
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701071



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2635 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1059-965-008-9

**91,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Farbe:</b>                 | farblos             |
| <b>Filter:</b>                | ja                  |
| <b>Länge:</b>                 | normal              |
| <b>Low Binding:</b>           | nein                |
| <b>Maximalvolumen:</b>        | 200 µl              |
| <b>Pipettenspitzen Linie:</b> | Labcon              |
| <b>Sterilität:</b>            | steril              |
| <b>Verpackung:</b>            | 10 Racks à 96 Stück |

#### Filterspitze passend für:

- Brand Electronic 10-200 µl, 8/12 Kanal 10-200 µl
- Brand Transferpette S 20-200 µl
- Eppendorf Reference 2 20-200 µl
- Eppendorf Research Pro 10-200 µl, 8/12 Kanal 10-200 µl
- Eppendorf Xplorer (pro) 20-200 µl
- Gilson Concept 8/12 Kanal 10-100 µl
- Gilson Neo 20-200 µl
- Gilson Pipetman Classic G, L 50-200 µl
- Gilson Pipetman M 8 Kanal 20-200 µl
- Gilson Pipetman Ultra 20-200 µl
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Classic 20-200 µl

- Rainin EDP1 20-200 µl
- Rainin EDP3 Plus 20-200 µl
- Rainin Pipet Lite SL 20-200 µl
- Sartorius eLINE, Picus 10-200 µl, 8/12 Kanal 10-200 µl
- SartoriusProline plus, Tacta, mLine
- Socorex Acura 825, Manual XS 20-200 µl, 8/12 Kanal 20-200 µl
- Socorex Calibra 822 20-200 µl
- Socorex Calibra 825 8/12 Kanal 20-200 µl
- Socorex Electro 925 10-200 µl
- Thermo Digital, F1, F2 20-200 µl, 8/12 Kanal 5-50 µl