

Spitzen 200 µl, Standard, farblos

steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1405 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1071-965-008-9

74,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück