

## Filterspitzen 100 µl BevelPoint, graduiert

steril



labcon

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2595 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1092-965-008-9

**78,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Farbe:</b>                 | farblos             |
| <b>Filter:</b>                | ja                  |
| <b>Graduierung:</b>           | ja                  |
| <b>Länge:</b>                 | normal              |
| <b>Low Binding:</b>           | nein                |
| <b>Maximalvolumen:</b>        | 100 µl              |
| <b>Pipettenspitzen Linie:</b> | Labcon              |
| <b>Sterilität:</b>            | steril              |
| <b>Verpackung:</b>            | 10 Racks à 96 Stück |