

Spitzen 200 µl BevelPoint, farblos, graduiert

steril



10 Refills à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1387 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1093-265-000-9

30,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Refills à 96 Stück