

## Spitzen 200 µl BevelPoint, farblos, graduiert



1 Beutel à 30.000 Stück

Artikel-Nr.: LC1380 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1093-900-000-9

**192,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Beutel à 30.000 Stück