

## Filterspitzen 100 µl XL UltraFine

steril, Länge 83.8 mm



labcon

6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2625 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1098-965-008-9

**79,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	XL
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	100 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	6 Racks à 96 Stück