

Filterspitzen 300 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701273X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2825 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1142-965-008-9

102,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: ja
Länge: normal
Low Binding: ja
Maximalvolumen: 300 µl
Pipettenspitzen Linie: Labcon
Spezialeigenschaften: Rainin Typ
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 20-300 µl