

## Filterspitzen 20 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril  
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701223X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2805 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1143-965-008-9

**112,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	20 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Rainin Typ
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

#### Filterspitze passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Rainin EDP1 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 0.5-10 µl, 2-20 µl, 8/24 Kanal 1-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP3 Plus 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 0.5-10 µl, 2-20 µl, 8/24 Kanal 0.5-10 µl
- Rainin Pipet Lite SL 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl