

# Filterspitzen 200 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril  
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701263X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2815 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1144-965-008-9

**105,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Farbe:** farblos  
**Filter:** ja  
**Länge:** normal  
**Low Binding:** ja  
**Maximalvolumen:** 200 µl  
**Pipettenspitzen Linie:** Labcon  
**Spezialeigenschaften:** Rainin Typ  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

### Filterspitze passend für:

- Rainin LTS 100/200 µl
- Rainin E-Man Hybrid 10-100 µl, 20-200 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 10-100 µl, 20-200 µl, 8/24 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 5-50 µl, 20-200 µl, 8/12 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin Pipet Lite SL 10-100 µl, 20-200 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 10-100 µl, 20-200 µl