

Filterspitzen 1000 µl ZAP Slik Typ Rainin LTS

steril
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701283X



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2835 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1145-965-008-9

77,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	steril
Verpackung:	6 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 100-1000 µl
- Rainin EDP1 100-1000 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 100-1000 µl
- Rainin EDP3 Plus 100-1000 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 100-1000 µl, 8/24 Kanal 100-1000 µl
- Rainin Pipet Lite SL 100-1000 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 100-1000 µl, 100-1200 µl