

Filterspitzen 10 µl XL TubeGard

steril



labcon

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2515 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1151-965-008-9

101,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück