

Filterspitzen 20 µl Typ Rainin LTS

steril
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701221



labcon

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2855 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1153-965-008-9

112,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: ja
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 20 µl
Pipettenspitzen Linie: Labcon
Spezialeigenschaften: Rainin Typ
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 0.5-10 µl
- Rainin EDP1 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 0.5-10 µl, 2-20 µl, 8/24 Kanal 1-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP3 Plus 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 0.5-10 µl, 2-20 µl, 8/24 Kanal 0.5-10 µl
- Rainin Pipet Lite SL 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 2-20 µl