

Filterspitzen 200 µl Typ Rainin LTS

steril
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 701261



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2865 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1154-965-008-9

103,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Rainin LTS 100/200 µl
- Rainin E-Man Hybrid 10-100 µl, 20-200 µl
- Rainin E4XLS 8/12 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin EDP1 mit LTS 10-100 µl, 20-200 µl, 8/24 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin EDP3 mit LTS 5-50 µl, 20-200 µl, 8/12 Kanal 5-50 µl, 20-200 µl
- Rainin Pipet Lite SL 10-100 µl, 20-200 µl
- Rainin Plus, XLS+ 1/12 Kanal 10-100 µl, 20-200 µl