

Filterspitzen 300 µl XL UltraFine

steril



labcon

6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2675 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1158-965-008-9

73,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	6 Racks à 96 Stück