

Filterspitzen 10 µl ZAP Slik

steril



12 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2015 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1171-965-008-9

101,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	12 Racks à 96 Stück