

## Filterspitzen 10 µl XL ZAP Slik TubeGard

steril



labcon

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2025 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1172-965-008-9

**93,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	XL
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück