

Filterspitzen 10 µl XXL ZAP Slik

steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2035 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1173-965-008-9

83,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | ja |
| Länge: | XXL |
| Low Binding: | ja |
| Maximalvolumen: | 10 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Labcon |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |