

## Filterspitzen 100 µl ZAP Slik

steril



labcon

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2055 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1174-965-008-9

**89,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	100 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück