

Filterspitzen 20 µl ZAP Slik

steril



labcon

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2045 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1175-965-008-9

89,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück