

Filterspitzen 1000 µl ZAP Slik

steril



labcon

6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2105 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1177-965-008-9

57,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	6 Racks à 96 Stück