

Filterspitzen 200 µl ZAP Slik

steril



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2065 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1179-965-008-9

107,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück