

1.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperSpin

bis 40000 x g zentrifugierbar



labcon

1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0331 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3016-870-000-9

25,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück
Volumen: 1.5 ml