

0.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear

bis 20000 x g zentrifugierbar



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC0321 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3022-800-000-9

45,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Deckel:** Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück
Volumen: 0.5 ml