

0.5 ml Reaktionsgefäß, Low Retention, SuperSlik

farblos, Snap Cap
bis 14000 x g zentrifugierbar



labcon

1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0323 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3025-570-000-9

36,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Eigenschaften: Low Binding
Farbe: farblos
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück
Volumen: 0.5 ml