

1.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear, steril

bis 20000 x g zentrifugierbar



labcon

10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0333 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3034-335-000-9

52,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel:	Mit Druckverschluss
Eigenschaften:	SuperClear
Farbe:	farblos
Graduierung:	graduiert
Kategorie:	Reaktionsgefäße
Material:	PP
Verpackung:	10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen:	1.5 ml