

1.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear, steril

bis 20000 x g zentrifugierbar



labcon

10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0333 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3034-335-000-9

52,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Deckel:** Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 1.5 ml