

## 1.5 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear, steril

bis 20000 x g zentrifugierbar



labcon

10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0333 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3034-335-000-9

**52,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Deckel:</b>	Mit Druckverschluss
<b>Eigenschaften:</b>	SuperClear
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Graduierung:</b>	graduiert
<b>Kategorie:</b>	Reaktionsgefäße
<b>Material:</b>	PP
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
<b>Volumen:</b>	1.5 ml