

2.0 ml Reaktionsgefäß, farblos, SuperClear

bis 20000 x g zentrifugierbar



labcon

1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0341 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3046-870-000-9

29,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück
Volumen: 2.0 ml