

50 ml PerformR FS Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Artikel-Nr.: LC0093 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3095-870-008-9

116,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch mit Stehrand

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR FS

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 50 ml