

50 ml PerformR FS Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Artikel-Nr.: LC0093 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3095-870-008-9

137,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch mit Stehrand
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: PerformR FS
Sterilität: unsteril
Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Volumen: 50 ml