

## 15 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril, Tube = Polystyrol, Deckel = PE  
17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0192 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3130-345-008-9

**309,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Boden:** konisch

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** PerformR

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes, 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

**Volumen:** 15 ml