

15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril, einzeln verpackt

17 x 118 mm



100 Tubes

Artikel-Nr.: LC0019 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3131-165-008-9

64,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: steril
Verpackung: 100 Tubes
Volumen: 15 ml