

15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0011 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3131-340-008-9

130,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 15 ml