

15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril
17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0012 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3131-345-008-9

165,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 15 ml