

15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0021 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3132-340-008-9

148,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: PlugStyleDeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 15 ml