

## 15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril  
17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0022 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3132-345-008-9

**161,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Boden:** konisch  
**Deckel:** PlugStyleDeckel  
**Eigenschaft:** SuperClear  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes  
**Volumen:** 15 ml