

15 ml UVsafe Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril
17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0162 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3132-445-008-9

170,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: PlugStyleDeckel
Eigenschaft: UVsafe
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 15 ml