

## 15 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril  
17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0052 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3136-345-008-9

**144,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Boden:** konisch  
**Deckel:** Flachdeckel  
**Eigenschaft:** PerformR  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes  
**Volumen:** 15 ml